

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.bb Braun.nt-rt.ru | | bng@nt-rt.ru

**Технические характеристики на
однокомпонентные и двухкомпонентные
системы ухода за стомой,
ирригационные системы и
принадлежности Superfiller, Ileo Gel+,
Flexima, Proxima, Proxima 2
компании B. BRAUN**

Открытая (дренируемая) однокомпонентная система



Proxima® Drainable Bag

Proxima® Drainable Bag



Может использоваться пациентами с коло- и илеостомой. Открытый (дренируемый) стомный мешок со встроенной адгезивной гидроколлоидной пластиной на натуральной гипоаллергенной основе. Физиологичная форма пластины «шестиугольник» не ограничивает движений и легко адаптируется к естественным складкам кожи. Покрытие на пластине защищает ее от повреждения и высыхания, а трафарет позволяет вырезать отверстие под индивидуальную форму и размер стомы — до 70 мм.

Мешок из непрозрачного или прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена с мягкой нетканой подложкой. Длительное использование мешка возможно за счет большей вместимости— до 650 мл. Содержимое мешка, по мере его наполнения, можно вывести через широкий эвакуационный рукав— до 70 мм, который закрывается гибким (мягким) липким зажимом и обеспечивает надежность и герметичность. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины— 12–70 мм.

Закрытые мешки (однокомпонентная система)



Proxima® Closed Bag



Almarys® Preference

Закрытый (недренируемый) стомный мешок для пациентов с колостомой. Адгезивная пластина калоприемника на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе. Физиологичная форма пластины «шестиугольник» не ограничивает движений и легко адаптируется к естественным складкам кожи. В состав адгезива входят специальные ранозаживляющие компоненты для обеспечения ухода за кожей вокруг стомы. Специальное покрытие защищает пластину от повреждения и высыхания, а трафарет позволяет вырезать отверстие под индивидуальную форму и размер стомы до 70 мм. Мешок из непрозрачного или прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена с мягкой нетканой подложкой. Фильтр полностью встроен в мешок, не контактирует с одеждой, не требует дополнительной активации, нейтрализует запахи и препятствует раздуванию мешка.

Для защиты фильтра от воды имеется специальная наклейка-заглушка для фильтра (используются пациентом при необходимости). Вырезаемое отверстие адгезивной пластины — 12–70 мм.

Дренируемый мешок среднего размера



Flexima® Roll'up Flat

Флексима Ролл Ап — дренируемый мешок стандартного размера. Имеет встроенный мягкий зажим и плоскую пластину.

Ключевые характеристики

- Встроенный мягкий зажим Ролл Ап — понятная и безопасная система закрытия мешка
- Дренируемое отверстие широкое — 7 см для облегчения эвакуации кишечного содержимого
- Емкость мешка согласно ISO 8670-2: 580 мл
- Форма пластины в виде цветка, плоская:
 - идеально адаптируется к контурам тела
 - мягкий нетканый материал с двух сторон для оптимального комфорта
- По цвету мешка:
 - прозрачный и бежевый, с начально вырезанным отверстием 15 мм и максимально вырезаемым отверстием под стому 60 мм
- Эргономичная форма мешка для большего комфорта ношения
 - Оптимизированный размер мешка для сбора кишечного содержимого
 - Высокоэффективный фильтр (НР): водо- и жиронепроницаемый, не окрашивает одежду, препятствует раздуванию мешка
- Упаковка по 30 мешков

Показания

Однокомпонентный дренируемый калоприемник для сбора кишечного содержимого для любого пациента, перенесшего операцию по выведению коло- или илеостомы.

Продукция

Флексима Ролл-ап телесный

42715RU

Открытый (дренируемый) стомный мешок

Может использоваться пациентами с коло- и илеостомой. Открытый (дренируемый) стомный мешок со встроенной адгезивной гидроколлоидной пластиной на натуральной гипоаллергенной основе в комплекте с многоцветным пластиковым зажимом, с встроенным угольным фильтром. Физиологичная форма пластины в форме «цветка» не ограничивает движений и легко адаптируется к естественным складкам кожи. Покрытие на пластине защищает ее от повреждения и высыхания, трафарет позволяет вырезать отверстие под индивидуальную форму и размер стомы — в диапазоне от 12 до 60 мм.

Ключевые характеристики

Для более комфортного ношения калоприемника Флексима Илео служит двустороннее мягкое нетканое покрытие мешка, которое также препятствует раздражению кожи. Встроенный угольный фильтр не дает мешку раздуваться и нейтрализует запах. Фильтр не требует дополнительной активации. Для защиты фильтра от воды имеется специальная наклейка-заглушка для фильтра (используется пациентом при необходимости).

Производитель ООО «Гематек», Россия, г. Тверь.

Продукция

ФЛЕКСИМА ИЛЕО ТЕЛЕСНЫЙ

044415RU

Закрытая (недренируемая) однокомпонентная система



Flexima closed Flat



Flexima Closed Flat Transparent

Флексима Коло однокомпонентная система предназначена для пациентов с колостомой. Закрытый (недренируемый) стомный мешок со встроенной адгезивной плоской пластиной в форме «цветка» на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, в состав которой входят специальные ранозаживляющие компоненты для обеспечения ухода за кожей вокруг стомы. Высокое расположение стартового отверстия (смещено вверх) обеспечивает усиленный (больше по площади) адгезивный слой ниже стомы, предоставляя пациенту максимальный комфорт при движении. Мешок из мягкого нетканого двустороннего материала и бесшумной пленки, обеспечивающие безопасность, комфорт и незаметность. Калоприемник имеет встроенный угольный фильтр, интегрированный в мешок и не контактирующий с одеждой. Фильтр нейтрализует запахи и препятствует раздуванию мешка. В каждой упаковке калоприемников имеется специальная заглушка для защиты угольного фильтра от воды, используемая пациентом по необходимости. Размеры Флексима Коло: 15–50 мм, 15–70 мм.

Продукция

ФЛЕКСИМА КОЛО ТЕЛЕСНЫЙ 15-60/ 30ШТ

044015RU

ФЛЕКСИМА КОЛО ТЕЛЕСНЫЙ 15-75/ 30ШТ

044070RU

Мочеприемники (однокомпонентная система)



Flexima® Uro Silk



Flexima® Uro Silk

Флексима Уро. Дренажный уростомный мешок со встроенной гипоаллергенной адгезивной пластиной в форме «цветка» (более физиологичная форма для улучшения качества жизни пациента не ограничивающий движений). В состав адгезива входят специальные ранозаживляющие компоненты для обеспечения ухода за кожей вокруг стомы. В состав встроенной адгезивной пластины входит гидроколлоид. Мешок из прозрачного многослойного, не пропускающего запаха полиэтилена со специальными направляющими для стока мочи, с мягкой нетканой подложкой из 100% полиэстера, с надежным антирефлюксным клапаном и уникальным, поворачивающимся на 1/2 оборота, сливным клапаном позволяющим четко определить положение клапана (открыт/закрыт), простым в использовании, гигиеничным, имеющим округлую форму для большей незаметности. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины — 12-55 мм. Объем мешка большой. В комплект входит новый коннектор для присоединения к прикроватному мочеприемнику, удобный в использовании, обеспечивающий уникальную надежность и высокую безопасность имеет увеличенный диаметр выпускного клапана + 20%.

Ключевые характеристики

Мягкая и нежная кожа.

Продукция

ФЛЕКСИМА УРО СИЛК ПРОЗРАЧНЫЙ CUTTOFIT

044913A

Конвексная базовая пластина (двухкомпонентная система)



Proxima® Closed Bag



Almarys® Preference



Proxima®



Базовые пластины Алмарис Твин+ Конвекс для втянутых или выступающих стом, обеспечивают двойную защиту кожи вокруг стомы благодаря двум разным слоям гидроколлоида. Один слой гидроколлоида в периферической зоне для немедленного сцепления, гидроколлоид в околостомной зоне обеспечивающий дополнительную защиту и абсорбцию. Усиленный адгезив по краям пластины обеспечивает заполнение в естественных складках кожи предоставляя пациенту максимальный комфорт при движении. Вырезаемый диаметр: 50 /17-30, 60 /17-40, 80 17-60 мм. В состав адгезива входят специальные ранозаживляющие компоненты для обеспечения ухода за кожей вокруг стомы. Имеется специальный запирающий замок, обеспечивающий надежную фиксацию и удобные в применении «ушки» для пояса. Базовая пластина имеет форму "цветка".

Продукция

Алмарис Преференс Калоприемники закрытые

55110RU

Алмарис Преференс Калоприемники закрытые

55010RU

Базовая пластина (двухкомпонентная система)



2-piece system, skin side



Proxima® 2 Wafer

Алмарис Преференс базовая пластина. Адгезивная пластина с физиологичной формой «шестиугольника» для улучшения качества жизни пациента не ограничивающий движений на натуральной гипоаллергенной основе с кольцом из микропористой пленки для дополнительной фиксации, диаметр фланцевого кольца пластины, соответствующий диаметру фланцевого кольца стомного мешка, с вырезаемым отверстием под стому с опцией выбора диаметра на 40, 50, 60 и 80 мм. В состав адгезива входят специальные ранозаживляющие компоненты для обеспечения ухода за кожей вокруг стомы. Адгезивный слой базовой пластины состоит из 2-х чередующихся видов гидроколлоида. Имеется специальный запирающий замок, обеспечивающий надежную фиксацию и удобные в применении «ушки» для пояса.

Продукция

ПРОКСИМА 2 - БАЗОВЫЕ ПЛАСТИНЫ 40ММ/ 10ШТ

73040A

ПРОКСИМА 2 - БАЗОВЫЕ ПЛАСТИНЫ 50ММ/ 10ШТ

73050A


ПРОКСИМА 2 - БАЗОВЫЕ ПЛАСТИНЫ 60ММ/ 10ШТ

73060A

Базовая пластина Микст



2-piece system, skin side



2-piece system, external side

Базовая пластина Алмарис Твин+ Микст обеспечивает двойную защиту кожи при кишечных и урологических стомах. Она состоит:

- из толстого гидроколлоидного слоя в перистомальной области, обеспечивающего защиту и абсорбцию
- и дополнительного клеевого кольца по периферии для быстрой адгезии.

Выпускается в следующих размерах фланцевого кольца 40, 50, 60, 80 мм.

Базовые пластины Микст и Конвекс имеют следующие характеристики:

- Форма пластины в виде шестиугольника, больше гидроколлоида
 - находится по бокам, чтобы закрыть естественные складки кожи.
- Превосходная запирающая система: легкое соединение с минимальным давлением на живот, быстрая и легкая замена мешка.
- На пластине имеются дополнительные приспособления для крепления пояса.

Пластина Алмарис Твин+ Микс подходит для различных типов мешков: закрытого типа Алмарис Твин+ Коло, открытого типа Алмарис Твин+ Илео, уростомных мешков Алмарис Твин+ Уро, а также может быть дополнительно зафиксирована поясом Алмарис Твин+ Белт.

Закрытые мешки (двухкомпонентная система)



Proxima® 2 closed bag

Алмарис Преференс Коло. Мешок закрытый (недренируемый) из непрозрачного/прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой из 100% полиэстера с угольно-ламинарным фильтром длиной не менее 4 см., интегрированным в мешок и не контактирующим с одеждой. Мешок бесшумен и незаметен под одеждой. Диаметр: 40;50;60 и 80 мм.

Продукция

ПРОКСИМА 2 КОЛО ТЕЛЕСНЫЙ 40MM/ 30ШТ

73140A

ПРОКСИМА 2 КОЛО ТЕЛЕСНЫЙ 60MM/ 30ШТ

73160A

ПРОКСИМА 2 КОЛО ТЕЛЕСНЫЙ 80MM/ 30ШТ

73180A


Открытая (дренируемая) двухкомпонентная система



Proxima® 2 Drainable Bag



Proxima® 2 Drainable Bag



Алмарис Преференс Илео. Мешок открытый (дренируемый) из непрозрачного/прозрачного многослойного не пропускающего запах и звук полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой из 100% полиэстера и с удобным в применении пластиковым зажимом многократного применения. Диаметр: 40;50;60 и 80 мм.

Продукция

ПРОКСИМА 2 ИЛЕО ПРОЗРАЧНЫЙ

50ММ/ 30ШТ 73450А

ПРОКСИМА 2 ИЛЕО ТЕЛЕСНЫЙ

40ММ/ 30ШТ 73340А

ПРОКСИМА 2 ИЛЕО ТЕЛЕСНЫЙ

50ММ/ 30ШТ 73350А

ПРОКСИМА 2 ИЛЕО ТЕЛЕСНЫЙ

60ММ/ 30ШТ 73360А

ПРОКСИМА 2 ИЛЕО ТЕЛЕСНЫЙ

80ММ/ 30ШТ 73380А

Паста для надежной защиты и выравнивания кожи вокруг стомы.



Superfiller

Суперфиллер представляет собой пасту для выравнивания кожи вокруг стомы. Продлевает время ношения устройства. Предотвращает раздражение и протекание. Надежно защищает кожу не вызывая неприятных ощущений. Удобна в использовании.

Примечание

Только для наружного применения

Показания

Колостома, илеостома, уростома, свищи.

Использование

Паста легко накладывается и моделируется мокрыми руками

Продукция

СУПЕРФИЛЛЕР 60Г

F05008

Средство для быстрой абсорбции жидкости.



Ileo Gel+



Ileo Gel+

Аксессуар для преобразования жидкого стула в желеобразную массу.

Ирригационные системы и принадлежности

Ирригация толстой кишки – это способ, позволяющий пациентам с колостомами (сигмостомами) регулярно контролировать опорожнение кишечника. Так как имеются противопоказания к применению, использовать процедуру ирригации можно ТОЛЬКО после консультации с врачом, специалистом по реабилитации стомированных пациентов и проведения обучения. Ирригационная система проста в применении, надежна и удобна. Время проведения ирригации редко превышает 30 минут.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.bb Braun.nt-rt.ru | | bng@nt-rt.ru