

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.bb Braun.nt-rt.ru | | bng@nt-rt.ru

Технические характеристики на контейнеры, корзины сетки, тележки, расходные материалы компании **B. BRAUN**

Виды товаров: системы организации инструментов, контейнеры для стерилизации, пломбы, многоразовые фильтры, масло, универсальные этикетки-пломбы, сетки, бирки, лицевые панели, защитные крышки и др.

AESCLAP Aicon®

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ДЛЯ ЗОНЫ ПЕРФОРАЦИИ

ФИЛЬТР С ИНДИКАТОРОМ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Виден снаружи.



ПЛОМБА ПОЛИМЕРНАЯ

Защита от непреднамеренного вскрытия

QR-КОД

Получение доступа к дополнительной информации о продукте, например, короткие пояснительные видеоролики

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

Для цветовой маркировки – 10 различных цветов. Крепится на корпусе контейнера

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ БИРКИ


Доступны в 10 цветах и 2 размерах. Возможно нанесение надписи или штрих-кода. Крепится на лицевой панели и сетке

СКОБЫ КРЕПЛЕНИЯ

Для крепления сопроводительных листов, этикеток и т.д.

«Бесшумная» работа в ЦСО и гарантированно стерильный край корпуса контейнера благодаря **НОВОМУ ДИЗАЙНУ РУКОЯТОК**





ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН ЗАМКА

ОДНОРАЗОВЫЙ
БУМАЖНЫЙ ФИЛЬТР

ДЕРЖАТЕЛЬ ФИЛЬТРА

ДИЗАЙН ПОВЕРХНОСТИ КОНТЕЙНЕРА

без винтов и заклепок

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА (EDS)

Для сокращения времени и улучшения качества сушки.
Синяя точка — свидетельство установленного модуля

* Red Dot Design Award — награда в области дизайна, присуждаемая «Центром дизайна земли Северный Рейн-Вестфалия», Германия. Вручается дизайнерам и компаниям-производителям за особые достижения в дизайне потребительских товаров.
«Winner» — основная награда, которой отмечаются работы за выдающийся дизайн, признанный международным жюри.

AESCULAP Aicon®

СЕТКА

ВОЛНООБРАЗНОЕ ДНО СЕТКИ

Инновационный дизайн.

Экономия времени упаковки и места в сетке




КРЫШКА СЕТКИ


ЭРГОНОМИЧНЫЕ РУКОЯТКИ

ДИЗАЙН ПОВЕРХНОСТИ СЕТКИ

Гладкая и округлая поверхность.

Никаких «лишних» выступов, винтов и заклепок





«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»

Безупречная совместимость контейнера и сетки.



ШТАБЕЛИРОВАНИЕ

Прочная и компактная укладка сеток с крышкой или без нее



AESCULAR Aicon®

КОРПУС КОНТЕЙНЕРА СТАНДАРТ 1/1

КОРПУС КОНТЕЙНЕРА¹

Артикул	
JJ110	
JJ120	
JJ130	
JJ140	

КОРПУС КОНТЕЙНЕРА¹ С EDS²



Артикул	
JJ111	
JJ121	
JJ131	
JJ141	

КРЫШКА¹ КОРПУСА КОНТЕЙНЕРА С ДЕРЖАТЕЛЕМ ФИЛЬТРА

Артикул	
JJ410	

СМЕННЫЙ МОДУЛЬ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА (EDS)


Артикул	
JJ800	

AESULAP Aicon®

СЕТКА

СТАНДАРТ 1/1 И DIN*

КОНТЕЙНЕР
СТАНДАРТ 1/1



КОМБИНАЦИИ КОНТЕЙНЕРА И СЕТОК

Артикул Корпус контейнера	Артикул Сетка Стандарт 1/1 / стандарт DIN
JJ110/ JJ111	
JJ120/ JJ121	
JJ130/ JJ131	
JJ140/ JJ141	

Корпус контейнера
 Сетка
 Вид спереди

СЕТКИ³ СТАНДАРТ 1/1

Артикул	
JJ161R	Сетка AESULAP Aicon® 1/1
JJ162R	
JJ163R	
JJ164R	
JJ167R	Крышка сетки AESULAP Aicon® 1/1

СЕТКИ³ СТАНДАРТ DIN*

Артикул	
JJ461R	Сетка AESULAP Aicon® DIN
JJ462R	
JJ463R	
JJ464R	
JJ467R	Крышка сетки AESULAP Aicon® DIN

³ Таблица размеров см. с. 16–17

Примечание: в соответствии с EN ISO 868-8 нагрузка не должна превышать в общей сложности 10 кг во избежание образования чрезмерного количества конденсата.
 *DIN (Deutsches Institut für Normung) – национальный стандарт Германии; габариты отличаются от международного стандарта, основывающегося на 1 стер. единице.

AESCULAR Aicon®

КОРПУС КОНТЕЙНЕРА

СТАНДАРТ 1/2

КОРПУС КОНТЕЙНЕРА¹

Артикул	
JJ210	
JJ220	
JJ230	
JJ240	

КОРПУС КОНТЕЙНЕРА¹ С EDS²



Артикул	
JJ211	
JJ221	
JJ231	
JJ241	

КРЫШКА¹ КОРПУСА КОНТЕЙНЕРА С ДЕРЖАТЕЛЕМ ФИЛЬТРА

Артикул	
JJ420	

СМЕННЫЙ МОДУЛЬ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА (EDS)


Артикул	
JJ800	

AESULAP Aicon®

СЕТКА

СТАНДАРТ 1/2

КОМБИНАЦИИ КОНТЕЙНЕРА И СЕТОК



Артикул Корпус контейнера	Артикул Сетка Стандарт 1/2
JJ210/ JJ211	
JJ220/ JJ221	
JJ230/ JJ231	
JJ240/ JJ241	

Корпус контейнера
 Сетка
 Вид спереди

СЕТКИ³

СТАНДАРТ 1/2

Артикул	
JJ261R	
JJ262R	Сетка AESULAP Aicon® 1/2
JJ263R	
JJ264R	
JJ267R	Крышка сетки AESULAP Aicon® 1/2

³ Таблица размеров см. с. 16–17

Примечание: в соответствии с EN ISO 868-8 нагрузка не должна превышать в общей сложности 5 кг во избежание образования чрезмерного количества конденсата

AESCULAR Aicon®

КОРПУС КОНТЕЙНЕРА

СТАНДАРТ 3/4

КОРПУС КОНТЕЙНЕРА¹

Артикул	
JJ310	
JJ320	
JJ330	
JJ340	

КОРПУС КОНТЕЙНЕРА¹ С EDS²



Артикул	
JJ311	
JJ321	
JJ331	
JJ341	

КРЫШКА¹ КОРПУСА КОНТЕЙНЕРА С ДЕРЖАТЕЛЕМ ФИЛЬТРА

Артикул	
JJ430	

СМЕННЫЙ МОДУЛЬ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА (EDS)


Артикул	
JJ800	

AESFULAP Aicon®

СЕТКА

СТАНДАРТ 3/4

КОМБИНАЦИИ КОНТЕЙНЕРА И СЕТОК



Артикул Корпус контейнера	Артикул Сетка Стандарт 3/4
JJ310/ JJ311	
JJ320/ JJ321	
JJ330/ JJ331	
JJ340/ JJ341	

Корпус контейнера
 Сетка
 Вид спереди

СЕТКИ³

СТАНДАРТ 3/4

Артикул	
JJ361R	
JJ362R	Сетка AESFULAP Aicon® 3/4
JJ363R	
JJ364R	
JJ367R	Крышка сетки AESFULAP Aicon® 3/4

³ Таблица размеров см. с. 16–17


Примечание: в соответствии с EN ISO 868–8 загрузка не должна превышать в общей сложности 7,5 кг во избежание образования чрезмерного количества конденсата

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ СО СКОБАМИ КРЕПЛЕНИЯ

Артикул 1 шт.	Артикул 10 шт.	Цвет
JJ500	JJ520	Красный 
JJ501	JJ521	Синий 
JJ502	JJ522	Зеленый 
JJ503	JJ523	Жёлтый 
JJ504	JJ524	Серый 

Артикул 1 шт.	Артикул 10 шт.	Цвет
JJ505	JJ525	Чёрный 
JJ506	JJ526	Белый 
JJ507	JJ527	Оранжевый 
JJ508	JJ528	Фиолетовый 
JJ509	JJ529	Коричневый 



ДЕРЖАТЕЛЬ ФИЛЬТРА

Артикул	
JJ600	

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ДЛЯ ЗОНЫ ПЕРФОРАЦИИ

Артикул 1 шт.	Артикул 10 шт.	
JJ440	JJ441	

ФИЛЬТР БУМАЖНЫЙ

Артикул 100 шт.	Без индикатора
JJ612	
Артикул 100 шт.	С индикатором (пар) ¹
JJ613	

ПЛОМБА ПОЛИМЕРНАЯ

Артикул 100 шт.	Артикул 1000 шт.	Без индикатора
JJ705	JJ700	
Артикул 100 шт.	Артикул 1000 шт.	С индикатором (пар) ¹
JJ715	JJ710	


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

БИРКИ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ 56 × 29 мм

С маркировкой ² Артикул	Без маркировки Артикул	Цвет
JJ540B	JJ540U	Красный 
JJ541B	JJ541U	Синий 
JJ542B	JJ542U	Зеленый 
JJ543B	JJ543U	Жёлтый 
JJ544B	JJ544U	Серый 
–	JJ545U	Чёрный 
JJ546B	JJ546U	Белый 
JJ546B-BC ⁴		Белый 
JJ547B	JJ547U	Оранжевый 
JJ548B	JJ548U	Фиолетовый 
JJ549B	JJ549U	Коричневый 


БИРКИ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ 56 × 19 мм

С маркировкой ³ Артикул	Без маркировки Артикул	Цвет
JJ560B	JJ560U	Красный 
JJ561B	JJ561U	Синий 
JJ562B	JJ562U	Зеленый 
JJ563B	JJ563U	Жёлтый 
JJ564B	JJ564U	Серый 
–	JJ565U	Чёрный 
JJ566B	JJ566U	Белый 
JJ566B-BC ⁵		Белый 
JJ567B	JJ567U	Оранжевый 
JJ568B	JJ568U	Фиолетовый 
JJ569B	JJ569U	Коричневый 



² с маркировкой – возможность нанесения надписи в одну, две или три строки, размер шрифта 5 мм, до 13 символов в строке

⁴ 1-я строка – штрих-код (тип 128A), 2-я строка – содержание штрих-кода в виде текста, 3-я строка – произвольная надпись, до 13 символов в строке



³ с маркировкой – возможность нанесения надписи в одну или две строки, размер шрифта 5 мм, до 13 символов в строке

⁵ 1-я строка – штрих-код (тип 128A), 2-я строка – содержание штрих-кода в виде текста, до 13 символов в строке

ЭТИКЕТКИ «ALL-IN-ONE» 75 × 35 мм

Артикул 1000 шт.	С индикатором (пар) ¹
JJ751	∅ сердечника: 40 мм
JJ752	∅ сердечника: 76 мм
Артикул 1000 шт.	Без индикатора
JJ754	∅ сердечника: 40 мм
JJ755	∅ сердечника: 76 мм

ДЕРЖАТЕЛЬ ЭТИКЕТКИ (ПРИБЛ. 80 × 35 мм)

Артикул	
JJ582	

СКОБА КРЕПЛЕНИЯ К ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ

Артикул 10 шт.	
JJ599	

AESCLAP Aicon®

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

РАЗМЕРЫ

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ (БЕЗ EDS¹/С EDS¹)
СТАНДАРТ 1/1

Артикул	Крышка контейнера Внешние размеры (длина × ширина × высота, мм)	Корпус контейнера Внешние размеры (длина × ширина × высота, мм)	Корпус контейнера Внутренние размеры (длина × ширина × высота, мм)	Корпус контейнера с крышкой Внешние размеры (длина × ширина × высота, мм)
Крышка контейнера				
JJ410	598 × 297 × 28			
Корпус контейнера				
JJ110/ JJ111 ²		598 × 297 × 86	548 × 258 × 64	598 × 297 × 100
JJ120/ JJ121 ²		598 × 297 × 136	548 × 258 × 114	598 × 297 × 150
JJ130/ JJ131 ²		598 × 297 × 186	548 × 258 × 164	598 × 297 × 200
JJ140/ JJ141 ²		598 × 297 × 236	548 × 258 × 214	598 × 297 × 250

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ (БЕЗ EDS¹/С EDS¹)
СТАНДАРТ 1/2

Артикул	Крышка контейнера Внешние размеры (длина × ширина × высота, мм)	Корпус контейнера Внешние размеры (длина × ширина × высота, мм)	Корпус контейнера Внутренние размеры (длина × ширина × высота, мм)	Корпус контейнера с крышкой Внешние размеры (длина × ширина × высота, мм)
Крышка контейнера				
JJ420	300 × 297 × 28			
Корпус контейнера				
JJ210/ JJ211 ²		300 × 297 × 86	250 × 258 × 64	300 × 297 × 100
JJ220/ JJ221 ²		300 × 297 × 136	250 × 258 × 114	300 × 297 × 150
JJ230/ JJ231 ²		300 × 297 × 186	250 × 258 × 164	300 × 297 × 200
JJ240/ JJ241 ²		300 × 297 × 236	250 × 258 × 214	300 × 297 × 250

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ (БЕЗ EDS¹/С EDS¹)
СТАНДАРТ 3/4

Артикул	Крышка контейнера Внешние размеры (длина × ширина × высота, мм) 	Корпус контейнера Внешние размеры (длина × ширина × высота, мм) 	Корпус контейнера Внутренние размеры (длина × ширина × высота, мм) 	Корпус контейнера с крышкой Внешние размеры (длина × ширина × высота, мм) 
Крышка контейнера				
JJ430	464 × 297 × 28			
Корпус контейнера				
JJ310/ JJ311 ²		464 × 297 × 86	414 × 258 × 64	464 × 297 × 100
JJ320/ JJ321 ²		464 × 297 × 136	414 × 258 × 114	464 × 297 × 150
JJ330/ JJ331 ²		464 × 297 × 186	414 × 258 × 164	464 × 297 × 200
JJ340/ JJ341 ²		464 × 297 × 236	414 × 258 × 214	464 × 297 × 250

ПРИМЕЧАНИЯ:

AESCLAP Aicon®

СЕТКИ РАЗМЕРЫ

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СЕТОК
СТАНДАРТ 1/1

Артикул	Крышка сетки Внешние размеры (длина x ширина x высота, мм)	Сетка Внешние размеры (длина x ширина x высота, мм)	Сетка Внутренние размеры (длина x ширина x высота, мм)
Крышка сетки			
JJ167R	528 × 253 × 18		
Сетка			
JJ161R		537 × 250 × 35	535 × 248 × 32
JJ162R		537 × 250 × 55	535 × 248 × 52
JJ163R		537 × 250 × 80	535 × 248 × 77
JJ164R		537 × 250 × 105	535 × 248 × 102

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СЕТОК
СТАНДАРТ 1/2

Артикул	Крышка сетки Внешние размеры (длина x ширина x высота, мм)	Сетка Внешние размеры (длина x ширина x высота, мм)	Сетка Внутренние размеры (длина x ширина x высота, мм)
Крышка сетки			
JJ267R	231 × 253 × 18		
Сетка			
JJ261R		240 × 250 × 35	238 × 248 × 32
JJ262R		240 × 250 × 55	238 × 248 × 52
JJ263R		240 × 250 × 80	238 × 248 × 77
JJ264R		240 × 250 × 105	238 × 248 × 102

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СЕТОК
СТАНДАРТ 3/4


Артикул	Крышка сетки Внешние размеры (длина x ширина x высота, мм)	Сетка Внешние размеры (длина x ширина x высота, мм)	Сетка Внутренние размеры (длина x ширина x высота, мм)
Крышка сетки			
JJ367R	394 × 253 × 18		
Сетка			
JJ361R		403 × 250 × 35	401 × 248 × 32
JJ362R		403 × 250 × 55	401 × 248 × 52
JJ363R		403 × 250 × 80	401 × 248 × 77
JJ364R		403 × 250 × 105	401 × 248 × 102

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ СЕТОК
СТАНДАРТ DIN*

Артикул	Крышка сетки Внешние размеры (длина x ширина x высота, мм)	Сетка Внешние размеры (длина x ширина x высота, мм)	Корзина Внутренние размеры (длина x ширина x высота, мм)
Крышка сетки			
JJ467R	476 × 253 × 18		
Сетка			
JJ461R		485 × 250 × 35	483 × 248 × 32
JJ462R		485 × 250 × 55	483 × 248 × 52
JJ463R		485 × 250 × 80	483 × 248 × 77
JJ464R		485 × 250 × 105	483 × 248 × 102

* DIN (Deutsches Institut für Normung) – национальный стандарт Германии; габариты отличаются от международного стандарта, основывающегося на 1 степ. единице.

Маркировка контейнера и защита от непреднамеренного вскрытия



Универсальные этикетки-пломбы

- Идентификационные этикетки-пломбы
- Самоклеющиеся
- Маркировка контейнера и защита от непреднамеренного вскрытия — одним движением
- С индикатором процесса паровой стерилизации

Продукция

ИДЕНТИФИК.ТАБЛИЧКА ДЛЯ СТОМАТОЛОГ.ЛОТКОВ

JG636R

ИДЕНТИФ.ТАБЛИЧКА НЕНАДПИСАННАЯ КРАСНАЯ

JG645U

ИДЕНТИФ.ТАБЛИЧКА НЕНАДПИСАННАЯ ГОЛУБАЯ

JG646U

ИДЕНТИФ.ТАБЛИЧКА НЕНАДПИСАННАЯ ЗЕЛЕНАЯ

JG647U

ИДЕНТИФ.ТАБЛИЧКА НЕНАДПИСАННАЯ ЗОЛОТАЯ

JG648U

ИДЕНТИФ.ТАБЛ.НАДПИС.ДО 13 ПОЗИЦ.КРАСН.

JG785B

ИДЕНТИФ.ТАБЛИЧКА НЕНАДПИСАННАЯ КРАСНАЯ

JG785U

ИДЕНТИФ.ТАБЛИЧКА НЕНАДПИСАННАЯ ГОЛУБАЯ

JG786U

ИДЕНТИФ.ТАБЛИЧКА НЕНАДПИСАННАЯ ЗЕЛЕНАЯ

JG787U

ИДЕНТИФ.ТАБЛИЧКА НЕНАДПИСАННАЯ ЗОЛОТАЯ

JG788U

ИДЕНТИФ.ТАБЛИЧКА НЕНАДПИСАННАЯ ЧЕРНАЯ

JG790U

ИДЕНТИФ.ТАБЛИЧКА НЕНАДПИСАННАЯ КОРИЧН.

JG792U

ИДЕНТИФ.ТАБЛИЧКА НЕНАДПИСАННАЯ ФИОЛЕТ.

JG793U

ИДЕНТИФ.ТАБЛИЧКА НЕНАДПИСАННАЯ ОРАНЖ.

JG794U

БУМАЖНАЯ ПЛОМБА БЕЛАЯ

JG743

ИНДИКАТОРН.ПЛОМБА С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ БЕЛАЯ

JG744

ИНДИКАТОРН.ПЛОМБА С КЛЕЕВ.СЛОЕМ КРАСНАЯ

JG745

ИНДИКАТОРН.ПЛОМБА С КЛЕЕВ.СЛОЕМ ГОЛУБАЯ

JG746

ИНДИКАТОРН.ПЛОМБА С КЛЕЕВ.СЛОЕМ ЗЕЛЕНАЯ

JG747

показать меньше

Функциональность и гигиеничность



Transport and Storage

- Для транспортировки контейнеров на небольшие расстояния Aescular предлагает открытые тележки
- Тележки с дверцами, обеспечивающие дополнительную защиту от контаминации во время транспортировки
- Столики для асептической подготовки стерильных контейнеров

Защита от непреднамеренного вскрытия



Seals

Новый дизайн пломб Aesculap® делает их использование простым и быстрым.

- Угловая стрелка пломбы облегчает ее установку, и прохождение через замок контейнера
- При открытии контейнера, пломба вскрывается по линии излома, что позволяет быстро ее удалить
- Пломбы также изготавливаются с индикаторами процесса паровой стерилизации

Система организации инструментов Aescular – для формирования наборов и защиты хирургических инструментов



Organisation 2



Organisation 3

Хирургические инструменты являются одним из ценных активов каждого стационара, вот почему они должны обрабатываться максимально эффективно и бережно. Именно поэтому защита инструментов в процессе обработки, а также их транспортировка и хранение являются, безусловно, значимыми факторами.

Новая система организации инструментов Aescular для инструментальных сеток обеспечивает безопасное и бережное хранение деликатных инструментов и мелких принадлежностей.

Индивидуальные держатели крепятся изнутри или снаружи сетки с помощью простого клипса

Многоразовые фильтры

Подходят для всех контейнеров Aescular с держателями многоразовых и одноразовых фильтров



Permanent Sterile Filters

- Фильтр может находиться в держателе для фильтра в течение всего срока использования. Фильтр из PTFE рассчитан на 1000 циклов стерилизации
- Нет необходимости затрачивать время на смену фильтра в процессе подготовки контейнера для нового стерилизационного цикла
- Фильтр очень устойчив к химическим веществам, выполнен из прочного высокотехнологичного материала

Масло Sterilit®

Масло Aescular для смазки соединений, замков инструментов перед стерилизацией



Sterilit® i lubricant

- Не препятствует проникновению пара
- Не влияет на эффективность стерилизации
- Защищает от коррозии
- Не содержит силикон, не образует пленки на поверхности



Sterilit® i

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.bb Braun.nt-rt.ru | | bng@nt-rt.ru