

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132


Киргизия +996(312)96-26-47

www.bb Braun.nt-rt.ru | | bng@nt-rt.ru

Технические характеристики на принадлежности для закрытия ран компании **B. BRAUN**

Виды товаров: рассасывающиеся шовные материалы, нерассасывающиеся шовные материалы, специальные наборы шовных материалов, монофиламентные нити, нерассасывающиеся нити, хирургические петли, ленты для ретракции органов, кожные степплеры, извлекатели кожных скоб, сетчатые имплантаты для лечения грыж, сетки для герниопластики, хирургический клей, гемостатические материалы, рассасывающийся гемостатический материал, местные гемостатические средства.

Синтетический плетеный шовный материал со средним сроком рассасывания



Novosyn®

Novosyn® — универсальный синтетический плетеный шовный материал на основе полиглактида 90/10 с покрытием со средним сроком рассасывания. Novosyn рассасывается путем гидролиза и обеспечивает предсказуемое время поддержки раны

Доступные размеры: USP 8/0 (0,4) — USP 2 (5)

Преимущества

- Легкое скольжение узла по нити
- Точность позиционирования узла
- Высочайшая степень стабильности узла
- Минимальная воспалительная реакция
- Высокие манипуляционные свойства

Ключевые характеристики

- Полная абсорбция — от 56 до 70 дней

Показания

- Гинекология и акушерство
- Урология
- Травматология и ортопедия
- Абдоминальная хирургия
- Офтальмохирургия
- Ушивание кожи: подкожные и внутрикожные швы
- Лигатуры

Синтетическая монофиламентная нить с коротким сроком рассасывания



Monosyn® Quick

Monosyn® Quick — синтетическая монофиламентная нить на основе низкомолекулярного гликоната с коротким сроком рассасывания для сопоставления быстрозаживающих мягких тканей в различных областях хирургии.

Преимущества

- Уникальный профиль рассасывания
- Высокая надежность узла
- Великолепные манипуляционные свойства
- Исключительно гладкая поверхность обеспечивает атравматичное прохождение сквозь ткани

Ключевые характеристики

- Полная абсорбция в течение 56 дней

Примечание

Доступные размеры: USP 6/0 (0,7) — USP 1 (4)

Показания

- Пластическая хирургия
- Гинекология и акушерство
- Урология
- Детская хирургия
- Стоматология и ЛОР

Рассасывающийся шовный материал



Monosyn®

Monosyn® — синтетическая монофиламентная нить со средним сроком рассасывания на основе гликоната. Нить Monosyn доступна в неокрашенном виде для закрытия поверхностных ран и в фиолетовом цвете для лучшей визуализации при работе в глубине раны. Monosyn® позволяет осуществлять надежную поддержку мягких тканей на протяжении всего периода заживления.

Доступные размеры: USP 2 (5) — USP 7/0 (0,5)

Преимущества

- Идеальный профиль рассасывания для сопоставления мягких тканей
- Легкое и гладкое прохождение сквозь самые деликатные ткани
- Превосходные манипуляционные свойства
- Высокая прочность и надежность нити в узле
- Быстрая полная абсорбция

Ключевые характеристики

- Полная абсорбция— от 60 до 90 дней

Показания

- ЖКТ
- Гинекология и акушерство
- Урология
- Ушивание кожи: подкожные и внутрикожные швы
- Детская хирургия
- Пластическая и реконструктивная хирургия
- Лигатуры

Синтетическая монофиламентная нить на основе полидиоксанона с длительным сроком рассасывания



MonoPlus®

MonoPlus® — синтетическая монофиламентная нить на основе полидиоксанона с длительным сроком рассасывания фиолетового цвета. 3-й счет современного процесса экструзии молекул MonoPlus длительное время сохраняет прочность и обеспечивает поддержку раны до 4 недель после имплантации.

Доступные размеры: USP 2 (5) — USP 7/0 (0,5)

Преимущества

- Высокая первоначальная прочность нити в узле
- Сохранение прочности нити для длительной поддержки раны
- Гибкость нити и легкость вязания узла
- Беспрепятственное прохождение сквозь ткани
- Наложение непрерывного шва нитью в виде петли обеспечивает дополнительную поддержку раны


Ключевые характеристики

- Полная абсорбция в течение 180–210 дней

Показания

- Травматология и ортопедия
- Детская сердечно-сосудистая хирургия
- Абдоминальная хирургия
- Общая хирургия
- Закрытие брюшной стенки

Синтетическая монофиламентная нить со сверхдлительным сроком рассасывания



Monomax®

Monomax®



Monomax® — это синтетическая монофиламентная нить на основе поли-4-гидроксibuтирата со сверхдлительным сроком абсорбции. Полная деградация путем гидролиза и ферментативных реакций. Обеспечивает предсказуемое время поддержки раны.

Преимущества

- «Shock-Z» — уникальное свойство амортизации нити
- Великолепные манипуляционные свойства
- Идеальная адаптация краев раны

Ключевые характеристики

- Полная абсорбция после 13 месяцев


Примечание

Доступные размеры: USP 1 (4), USP 0 (3,5) и USP 2/0 (3)

Показания

Закрытие брюшной стенки

Нерассасывающийся шовный материал



Optilene®



Optilene®

Optilene® является стерильной нерассасывающейся синтетической монофиламентной нитью из полипропилена и полиэтилена. Для улучшения визуализации во время работы нить Optilene® окрашена в синий цвет. Без покрытия.

Преимущества

- Высокая устойчивость нити к растяжению
- Контролируемое линейное растяжение обеспечивает прочный и надежный узел
- Минимальная воспалительная реакция тканей
- Беспрепятственное прохождение сквозь ткани
- Превосходное и безопасное скольжение узла
- Максимальное снижение «эффекта памяти» нити благодаря уникальной системе упаковки Race Pack


Ключевые характеристики

USP 10/0 (0,2) — USP2 (3,5)

Показания

- Сердечно-сосудистая хирургия
- Нейрохирургия
- Офтальмохирургия
- Микрохирургия

Нерассасывающиеся нити



Silkam®

Silkam® — нерассасывающийся плетеныйшовный материалс покрытием, изготовленный из волокон натурального шелка.

Показания

- Общая хирургия Кожные швы
- Хирургия ротовой полости
- Лигатуры

Нерассасывающиеся нити




Dagrofil®

Dagrofil® — синтетическая плетеная нерассасывающаяся нить без покрытия, состоящая из волокон полиэстера. Окрашена в зеленый или белый цвета.

Показания

- Общая хирургия
- Ортопедия
- Лигатуры

Нерассасывающаяся плетеная нить с покрытием из полиэфирных волокон (с силиконовым покрытием)



PremiCron®



PremiCron®

PremiCron® показан для аппроксимации мягких тканей, так как обеспечивает заживление раны без дополнительных повреждений.

PremiCron® применяется в общей хирургии, кардиохирургии и сосудистой хирургии — в случаях, когда необходимо использование нерассасывающегося шовного материала.

PremiCron® предназначен для взрослых пациентов, которые не имеют противопоказаний, независимо от пола.

Преимущества

- Нить PremiCron® имеет сложную структуру: центральный сердечник из более толстых волокон покрыт плетеным слоем из тончайших нитей полиэстера. Широкий выбор комбинаций "нить-игла".
- Доступен в комбинации с черными иглами.
- Великолепные манипуляционные свойства.
- Надежное завязывание узлов.
- Надежное крепление иглы.
- Нить хирургическая PremiCron® доступна в сочетании с прокладками из PTFE, которые увеличивают область несущей нагрузки между швом и поверхностью ткани (например, замена клапана, повреждение миокарда, дефект межжелудочковой перегородки) в сочетании с нерассасывающимся швом.
- Прокладки PremiCron® доступны в различных вариациях для адаптации в клинической практике (мягкие/твердые, овальные/прямоугольные, с предварительным проколом и без него).

Нерассасывающиеся нити



Steelex®

Steelex® — нерассасывающаяся крученая или монофиламентная проволока из нержавеющей стали для ортопедии, челюстно-лицевой и спинальной хирургии. Steelex® является основой для хирургических наборов Стернум Сет, Электрод Сет, Вентрофил, Пателла Сет, Тендофил и Иа Сет

Преимущества

- Высочайшая прочность
- Прекрасная совместимость с тканями

Показания

- Ортопедия
- Закрытие грудины
- Кардиохирургия

Для контроля и лечения аритмий



Electrode Set

Electrode Set — специальный шовный набор, состоящий из униполярной проволоки, предназначенной для временной кардиостимуляции во время и после проведения операций на открытом сердце. Набор состоит из крученой нержавеющей стальной проволоки, большая часть которой изолирована полиэтиленовым чехлом синего и/или белого цвета

Преимущества

- Особая прочность в сочетании с высокой гибкостью и выдающимися манипуляционными свойствами
- Мультифиламентное строение для улучшения манипуляционных характеристик и снижения ломкости и фрагментирования
- Полиэтиленовый чехол обеспечивает высокую степень защиты сердечной мышцы и облегчает извлечение проволоки
- Электрически инертна в тканевой жидкости
- Отламывающаяся игла «Break-off» для улучшения соединения с кардиостимулятором или удлинительным кабелем
- Высокая электропроводимость

Показания

Временная стимуляция предсердий и желудочков во время проведения операций на открытом сердце и в послеоперационном периоде

Для закрытия грудины



Sternum Set

Steelex® Sternum-Set — набор на основе стальной нержавеющей монопроволоки с прикрепленной фиксированной или вращающейся игло. Steelex® Sternum-Set комплектуется иглами с различными модификациями кончиков: тупыми и стеральными.

Также доступны шовные материалы из полиэстера (PremiCron®) для улучшения манипуляционных свойств и надежности узла.

Преимущества

- Прочное и надежное соединение проволоки с иглой, специально разработанное для закрытия грудины
- Атравматичные иглы повышенной прочности на излом и изгиб для надежного проникновения
- Специальные упаковки для снижения «эффекта памяти» проволоки
- Высокая пластичность нержавеющей проволоки


Примечание

Доступны размеры от USP 1 (4) до USP 7 (9) или USP 2 и 5 (PremiCron®)

Показания

Закрытие грудины

Хирургические петли для ретракции органов



Surgical Loop

Surgical Loop — это ленты для ретракции органов на основе рентгеноконтрастного силикона или хлопка. Хирургические ленты используются во время операции для изоляции, маркировки, механической поддержки и выделения органов, кровеносных сосудов, связок, нервов или для затягивания пупочного канатика у новорожденных.

Преимущества

Безопасность

- Прочные и надежные
- Для однократного использования
- Атравматичные
- Силиконовые рентгеноконтрастные хирургические петли

Удобство

- Идеально гладкая поверхность
- Гибкие
- Нет адгезии к тканям
- Легкая, удобная, надежная упаковка
- Различные цвета для легкой дифференциации
- Широкий ассортимент

Показания

- Ретракция нервов, сухожилий, артерий, вен, мочеточников, сосудов и других органов для обеспечения доступа к месту операции
- Разделение и/или идентификация органов и областей во время операции
- Пережатие

Равномерное наложение скоб



Manipler® AZ

Manipler® AZ представляет из себя стерильный одноразовый кожный степлер для наложения 35 нержавеющей кожных скоб в конце любого хирургического вмешательства. Обеспечивает надежность и безопасность снижая тем самым риск для пациента.

Преимущества

- Высокое качество
- Сбалансированный вес и эргономичный дизайн рукоятки
- Специальный угловой дизайн головки степлера
- Линейный индикатор количества скоб

Показания

Manipler® AZ кожный степлер может использоваться для рутинного закрытия кожных ран при различных хирургических операциях

- Общая хирургия
- Гинекология
- Ортопедия
- Торакальная и сердечно-сосудистая хирургия
- Урология
- Другие

Быстро и легко



Single-use Remover

Одноразовый извлекатель скоб, обеспечивает быстрое и легкое удаление всех видов хирургических кожных скоб.


Преимущества

- Атравматично удаляет все виды хирургических кожных скоб
- Быстрое и легкое удаление скоб
- Удобен в обращении, делает извлечение хирургических кожных скоб простым и безопасным

Показания

Удаление кожных хирургических скоб

Универсальная легкая сетка для пластики паховых и послеоперационных грыж



Optilene® Mesh

Optilene® Mesh — легкая универсальная сетка, сочетающая в себе концепцию «облегченной» сетки и великолепные манипуляционные свойства. Это мягкая, эластичная сетка с крупными ячейками, одновременно прочная и легко растяжимая. Синие направляющие линии облегчают точное позиционирование сетки во время операции. Optilene® Mesh может использоваться для лечения паховой и послеоперационной грыж, как открытым, так и лапароскопическим способом. Сетка Optilene® Mesh подходит для любых методов герниопластики.

Преимущества

- Быстрое прорастание ткани
- Легкая универсальная сетка с крупными ячейками
- Синие направляющие линии из усиленных волокон
- Абсолютно прозрачная
- Равномерно-эластичная
- Высокая биосовместимость
- Подходит для открытого и лапароскопического доступов

Показания

- Традиционные и лапароскопические (TAPP и TEP техника) операции паховых грыж
- Послеоперационная грыжа
- Профилактика возникновения послеоперационных вентральных грыж
- Реконструкция грудной стенки

Сверхлегкая, тонкая и абсолютно прозрачная



Optilene® Mesh LP

Optilene® Mesh LP — сверхлегкая полипропиленовая сетка, обладающая отличной биосовместимостью. Optilene® Mesh LP является альтернативной сверхлегкой сеткой для всех видов герниопластики. Благодаря великолепной пластичности сетка легко адаптируется к анатомическим особенностям и движениям тела пациента. Optilene® Mesh LP обладает непревзойденной пространственной стабильностью, кроме того, она полностью прозрачна, так что ткани под ней прекрасно визуализируются во время операции.

Показания

- Традиционные и лапароскопические (TAPP и TEP техника) операции паховых грыж
- Послеоперационная грыжа
- Профилактика возникновения послеоперационных вентральных грыж
- Реконструкция грудной стенки

Полипропиленовая сетка для герниопластики



Premilene® Mesh

Premilene® Mesh, изготовленная из монофиламентной полипропиленовой нити, используется для герниопластики и реконструкции грудной клетки. Улучшенная с технической точки зрения, крупноячеистая структура сетки остается неизменной при разрезании, не расплетается. Premilene® Mesh характеризуется очень высокой пространственной стабильностью, оптимально адаптируясь к движениям тела пациента как в поперечном, так и продольном направлениях. Тонкая структура обеспечивает прозрачность сетки, для визуализации тканей расположенной под ней во время операции.


Преимущества

- Быстрое заживление и прорастание ткани сквозь поры
- Тонкая и удобная
- Идеальный уровень прозрачности
- Прекрасные манипуляционные свойства
- Хорошая биосовместимость

Показания

- Традиционные и лапароскопические (TAPP и TEP техника) операции паховых грыж
- Послеоперационная грыжа
- Профилактика возникновения послеоперационных вентральных грыж
- Реконструкция грудной стенки

Тонкая эластичная сетка для поддержания соединительных тканей



Optilene® Mesh Elastic

Optilene® Mesh Elastic-полипропиленовая сетка с крупными ячейками, обладающая отличной биосовместимостью. Благодаря великолепно эластичности сетка легко адаптируется к анатомическим особенностям и движениям тела пациента. Optilene® Mesh Elastic обладает непревзойденной пространственной стабильностью, а усовершенствованная структура ячеек в виде пчелиных сот способствует успешному заживлению и образованию эластичного рубца.

Показания

- Традиционные и лапароскопические (TAPP и TEP техника) операции паховых грыж
- Послеоперационная грыжа
- Профилактика возникновения послеоперационных вентральных грыж
- Реконструкция грудной стенки

Местное гемостатическое средство для капиллярных кровотечений



Lyostypt®

Lyostypt® — рассасывающаяся пластина из натуральных волокон коллагена. Волокнистая структура позволяет пластине прекрасно адаптироваться к поверхности ткани, что создает идеальные условия для адгезии тромбоцитов и таким образом формирует дополнительный фактор свертывания крови.

Преимущества

- Рассасывается в течение 3–4 недель
- Меньшая кровопотеря
- Экономия времени за счет быстрого и эффективного гемостаза
- Необходимо совсем небольшое количество материала из-за высокой абсорбционной способности
- Эффективный гемостаз
- Может использоваться с фибриновым клеем и антибиотиками

Показания

Lyostypt® как гемостатическая коллагеновая пластина может применяться во всех областях хирургии:

- для остановки капиллярного кровотечения;
- при геморрагических выделениях из раны;
- для местного гемостаза при гемодиализе.

Рассасывающийся гемостатический материал из окисленной целлюлозы



Cellistyp®

Cellistyp® представляет собой рассасывающийся гемостатический материал изготовленный путем контролируемого окисления целлюлозы. Гемостаты из окисленной целлюлозы используются десятилетиями и хорошо известны благодаря их кровоостанавливающим свойствам и простоте в использовании.

Преимущества

- Нет необходимости в подготовке к использованию
- Простота в использовании
- Бактериостатические свойства
- Не содержит компоненты человеческого или животного происхождения

Показания

Cellistyp® предназначен для использования в качестве вспомогательного средства во время открытых и малоинвазивных хирургических вмешательств для контроля за кровотечением из капилляров, малых вен и артерий в случае, если обычный кровоостанавливающий метод такой как лигирование сосудов, является невозможным или неэффективным.

Виды изделий

- Cellistyp®— вязаная ткань обычной плотности, используется для контроля кровотечений из капилляров, мелких вен и артериол
- Cellistyp® D-K— вязаная ткань повышенной плотности, используется для контроля кровотечений из капилляров, более крупных вен и артерий
- Cellistyp® F— многослойный волокнистый нетканый материал, используется для контроля кровотечения на больших участках, на труднодоступных участках тела

Для механического гемостаза при кровотечении из костной ткани



Bone Wax / Bone Wax Stick

Костный воск Bone Wax представляет собой стерильную смесь пчелиного воска и вазелина, предназначенную для остановки кровотечения из губчатых костей.


Преимущества

- Размягчается и легко формируется под воздействием тепла рук
- Удобная прозрачная двойная упаковка
- Готов к использованию: нет необходимости замешивания

Показания



- Для механического гемостаза грудины после стернотомии
- Сердечно-сосудистая хирургия
- Торакальная хирургия
- Травматология и ортопедия
- Стоматология и челюстно-лицевая хирургия
- Спинальная хирургия
- Нейрохирургия (трепанация)

Местное гемостатическое средство для всех видов кровотечений



Sangustop®

Sangustop®



Sangustop® изготовлен из активного натурального полимера высокой плотности, полученного из коллагеновых волокон крупного рогатого скота, которые придают ему характерную микропористую структуру. Sangustop® эффективен при любых кровотечениях, от незначительных до самых сильных. Благодаря своим свойствам Sangustop® удобен для применения при любых хирургических вмешательствах, «открытых» и миниинвазивных.

Преимущества

Не нуждается в предварительной подготовке, готов к немедленному использованию

Надежно фиксируется в ране благодаря «эффекту прилипания» к тканям

Хранение при комнатной температуре

Обе стороны обладают одинаковой гемостатической активностью

Легко повторяет форму любой анатомической структуры от плоских поверхностей до сложных анастомозов
Рассасывается в течение 3–4 недель

Сохраняет форму при проведении через троакар

Показания

Для остановки паренхиматозных кровотечений Для остановки капиллярного кровотечения

Повсеместная защита



Histoacryl®

В дополнение к традиционному ушиванию при помощи нитей, хирурги могут использовать также клей для тканей. Тканевой клей Histoacryl® состоит из мономера *n*-бутил-2-цианакрилат, который при контакте с тканевой жидкостью быстро полимеризуются. Histoacryl® выпускается двух цветов: бесцветный — специально для использования на лице, и синий — для лучшего визуального контроля количества применяемого клея. Образование варикозно расширенных вен пищевода и желудка является частым и грозным осложнением портальной гипертензии. Их эффективное склерозирование возможно при помощи клея Histoacryl®. Может использоваться как при отсутствии кровотечения, так и при кровотечении из варикозно расширенных вен. С Histoacryl® возможно применение как комбинированной так и обычной склеротерапии.

Преимущества

- Закрытие раны за минуту
- Антибактериальный барьер защищает кожу
- Хранение при комнатной температуре
- Великолепный косметический результат
- Легко использовать

Показания

- Закрытие свежих ран гладкой кожи
- Закрытие кожи после эндоскопического вмешательства
- Склеротерапия крупных варикозно расширенных вен пищевода и желудка.

Клей для тканей



Histoacryl® Flexible

Медицинский тканевой синтетический клей с аппликатором Histoacryl Flexible Pack в комплектации предназначен для соединения тканей и создания микробиологического барьера. Клей Histoacryl Flexible представляет собой стерильную жидкость, изготовленную на основе мономера n-бутил-цианоакрилата и пластификатора. Для облегчения визуального контроля клей Histoacryl Flexible окрашен в синий цвет

Преимущества

- Отличный косметический результат
- Закрытие раны за минуту
- Не требует особых условий хранения
- Создает антибактериальную пленку

Показания

- Закрытие кожных ран до 25 см

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.bb Braun.nt-rt.ru | | bng@nt-rt.ru