

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.bbBraun.nt-rt.ru | | bng@nt-rt.ru

Технические характеристики на
периферические катетеры с портом, без порта
Vasofix, Introcan
центральные венозные катетеры, наборы, адаптеры
Certofix, Certofix Protect, Certofix HF, Certofix Paed,
Certodyn
КОМПАНИИ B. BRAUN

Набор с двухканальным катетером для постановки по Сельдингеру



Certofix® Mono Basic Set

Состав набора:

- Игла-S Сельдингера
- Дилататор
- Двухканальный катетер
 - Выполнен из полиуретана
 - Наружный диаметр 7 F
 - Мягкий кончик
 - Rg-контрастный, непрозрачный
 - Два канала: дистальный = 16 G; проксимальный = 16 G
 - Заглушка Ин-Стоппер
 - Маркировка по длине для точного расположения катетера
 - Цветовая кодировка соединителей
 - Фиксирующие крылья в месте соединения каналов для предупреждения смещения катетера
 - Передвижные фиксирующие крылья для надежной фиксации у места пункции (только катетеры длиной 20 и 30 см)

ЦЕРТОФИКС ДУО 715

4164156E

ЦЕРТОФИКС ДУО 720

4162200E

Набор с одноканальным катетером для постановки по методу Сельдингера



Certofix® Mono Basic Set

Состав набора

- Игла Сельдингера = S
- Одноканальный катетер
- Мягкий наконечник катетера
- Непрозрачный, Rg-контрастный
- Маркировка по длине
- Катетеры длиной 20 или 30 см имеют фиксирующие крылья для предотвращения смещения катетера

Продукция

ЦЕРТОФИКС МОНО 215

4160185E

ЦЕРТОФИКС МОНО 220

4160207E

ЦЕРТОФИКС МОНО 220 БАЗОВЫЙ,СО ШПРИЦЕМ И

4160207R

ЦЕРТОФИКС МОНО 315

4160223E

ЦЕРТОФИКС МОНО 320

4160258E

ЦЕРТОФИКС МОНО 320 БАЗОВЫЙ,СО ШПРИЦЕМ И

4160258R

ЦЕРТОФИКС МОНО 415

4160509E

ЦЕРТОФИКС МОНО 420

4160304E

ЦЕРТОФИКС МОНО 420 БАЗОВЫЙ,СО ШПРИЦЕМ И

4160304R

ЦЕРТОФИКС МОНО 430

4160762E

Набор с трехканальным катетером для постановки по Сельдингеру



Certofix® Mono Basic Set

Состав набора:

- Игла-S Сельдингера
- Дилататор
- Трехканальный катетер
 - Выполнен из полиуретана
 - Наружный диаметр 7 F
 - Мягкий кончик
 - Rg-контрастный, непрозрачный
 - Три канала: дистальный = 16 G; средний = 18 G; проксимальный = 18 G
 - Наличие Ин-Стопперов
 - Маркировка по длине для точного расположения катетера
 - Цветовая кодировка соединителей
 - Фиксирующие крылья в месте соединения каналов для защиты катетера
 - Передвижные крылья для фиксации катетера в месте пункции (катетеры длиной 20 и 30 см)

ЦЕРТОФИКС ТРИО 715

4161157E

ЦЕРТОФИКС ТРИО 720

4163206E

Быстрое подключение к ЭКГ монитору



Certodyn® Universal Adapter

- Совместим с любыми кабелями для ЭКГ - мониторов
- Возможность переключения между стандартным правым и внутрипредсердным отведениями
- Защита от касания

Продукция

ЦЕРТОДИН АДАПТЕР

4150228

Набор с пятиканальным катетером для постановки по методу Сельдингера с возможностью ЭКГ- контроля положения катетера



Certofix® Quinto

Состав набора

- Игла с клапаном = V
- Игла Сельдингера = S
- Изгибоустойчивый проводник с гибким J-наконечником
- Дилататор
- Скальпель
- Шприц Омнификс® Люэр лок, 5 мл
- Пятиканальный катетер
 - Изготовлен из ПУР
 - Внешний диаметр 12 F
 - Мягкий наконечник катетера
 - Rg-контрастный, непрозрачный
 - Пять каналов: дистальный = 16 G; средний = 18 G; средний 2= 18 G; проксимальный = 18 G; проксимальный = 12 G
 - С коннекторами СэйфСайт
 - Разметка для контроля положения катетера
 - Цветовая кодировка коннекторов Люэр лок
 - Фиксирующие крылья в месте соединения каналов для предупреждения смещения катетера
 - Передвижные регулируемые крылья для надежной фиксации в месте пункции (только катетеры длиной 20 см)

- Соединительный ЭКГ-кабель

Продукция

ЦЕРТОФИКС КВИНТО V 1215

4166841


ЦЕРТОФИКС КВИНТО V 1220

4166868

ЦЕРТОФИКС КВИНТО S 1220

4166852

Набор с двухканальным высокопоточным катетером для постановки по методу Сельдингера с возможностью ЭКГ-контроля положения катетера



Certofix® Duo HF

Состав набора

- Игла с клапаном = V
- Игла Сельдингера = S
- Цертофикс®
- Изгибоустойчивый проводник с гибким J-наконечником
- Шприц Омнификс® Люэр лок, 5 мл
- Скальпель
- Дилататор
- Двухканальный катетер
 - Изготовлен из ПУР
 - Внешний диаметр 7 F, 9 F или 12 F
 - Мягкий наконечник катетера Rg-контрастный, непрозрачный
 - Два канала: дистальный = 16 G; проксимальный = 16 G
 - С коннекторами СэйфСайт
 - Разметка для контроля положения катетера
 - Цветовая кодировка коннекторов Люэр лок
 - Фиксирующие крылья в месте соединения каналов для предупреждения смещения катетера
 - Передвижные регулируемые крылья для надежной фиксации у места пункции (только катетеры длиной 20 и 30 см)
 - Кабель для ЭКГ контроля
 - Соединительный ЭКГ-кабель

Продукция

ЦЕРТОФИКС ДУО HF S720

4168528

Набор с двухканальным катетером для катетеризации поллой вены по методу Сельдингера с возможностью ЭКГ-контроля положения катетера



Certofix® Duo Paed

Состав набора:

- Игла Сельдингера = S
- Изгибоустойчивый проводник с гибким J-наконечником
- Шприц Омнификс® Люэр Лок, 5 мл
- Скальпель
- Дилататор
- Двухканальный катетер
 - Изготовлен из ПУР
 - Мягкий кончик Rg-контрастный, непрозрачный
 - Разметка для контроля положения катетера
 - Цветовая кодировка соединений Люэр лок с коннекторами СэйфСайт
 - Передвижные регулируемые крылья для фиксации катетера (только катетеры длиной 20 см)
- Соединительный ЭКГ-кабель

ЦЕРТОФИКС ДУО ПЕД S 408

4166906

ЦЕРТОФИКС ДУО ПЕД S 413

4166922

ЦЕРТОФИКС ДУО ПЕД. S 420

4166949

ЦЕРТОФИКС ДУО ПЕД S 508

4167112

ЦЕРТОФИКС ДУО ПЕД S 513

4167139

ЦЕРТОФИКС ДУО ПЕД S 520

4167155

Набор с двухканальным катетером для постановки по методу Сельдингера с возможностью ЭКГ-контроля положения катетера



Certofix® Duo

Состав набора

- Игла с клапаном = V
- Игла Сельдингера =S
- Цертофикс®
- Изгибоустойчивый проводник с гибким J-наконечником
- Шприц Омнификс® Люэр лок, 5 мл
- Скальпель
- Дилататор
- Двухканальный катетер
 - Изготовлен из ПУР
 - Внешний диаметр 7 F
 - Мягкий наконечник катетера
 - Rg-контрастный, непрозрачный
 - Два канала: дистальный = 16 G; проксимальный = 16 G
 - С коннекторами СэйфСайт
 - Разметка для контроля положения катетера
 - Цветовая кодировка коннекторов Люэр лок
 - Фиксирующие крылья в месте соединения каналов для предупреждения смещения катетера

- Передвижные регулируемые крылья для надежной фиксации у места пункции (только катетеры длиной 20 и 30 см)
- Соединительный ЭКГ-кабель

Продукция

ЦЕРТОФИКС ДУО S 715

4164158

ЦЕРТОФИКС ДУО S 720

4167385

Набор с четырехканальным катетером для постановки по методу Сельдингера с возможностью ЭКГ-контроля положения катетера



Certofix® Quattro

Продукция


ЦЕРТОФИКС КВАДРО V 820

4167775

ЦЕРТОФИКС КВАДРО V 830

4167783

Набор с одноканальным катетером для постановки по методу Сельдингера с возможностью ЭКГ-контроля положения катетера для применения в педиатрии и неонатологии



Certofix® Mono
Paed

Состав набора

- Игла Сельдингера = S
- Изгибоустойчивый проводник с J-наконечником
- Одноканальный катетер 22 G
 - Изготовлен из ПУР
 - Мягкий кончик
 - Разметка по длине
 - Непрозрачный, Rg-контрастный
 - Надежный прозрачный фиксатор крыльев
 - Мягкий, самоклеящийся фиксатор катетера
 - Принадлежности
 - Удлинительная инфузионная линия
 - Трехходовой кран
 - Стерильный скальпель
- Соединительный ЭКГ-кабель

Продукция

ЦЕРТОФИКС МОНО ПЕД S 110

4160177

Набор с одноканальным катетером для катетеризации поллой вены по методу Сельдингера с возможностью ЭКГ-контроля положения катетера



Certofix® Mono

Состав набора

- Иглы с клапаном = V разного диаметра и длины
- Иглы Сельдингера = S разного диаметра и длины
- Одноканальный катетер
 - Мягкий кончик катетера
 - Непрозрачный, Rg-контрастный
 - Разметка по длине
 - Прозрачная удлинительная линия со скользящим зажимом для кратковременного прерывания инфузии
 - Катетеры длиной 20 и 30 см с интегрированными крыльями для оптимальной фиксации
- Соединительный ЭКГ-кабель

ЦЕРТОФИКС МОНО S 215

4160185

ЦЕРТОФИКС МОНО S 220

4160207

ЦЕРТОФИКС МОНО V 220

4160215

ЦЕРТОФИКС МОНО S 315

4160223

ЦЕРТОФИКС МОНО S 320

4160258

ЦЕРТОФИКС МОНО S 415

4160509

ЦЕРТОФИКС МОНО V 415

4160517

ЦЕРТОФИКС МОНО S 420

4160304

ЦЕРТОФИКС МОНО V 420

4160320


ЦЕРТОФИКС МОНО S 430

4160762

ЦЕРТОФИКС МОНО V 430

4160789

Набор с двухканальным катетером с антимикробным покрытием для постановки по методу Сельдингера с возможностью ЭКГ-контроля положения катетера



Certofix protect Duo

Состав набора:

- Игла с клапаном = V
- Изгибоустойчивый проводник с гибким J-наконечником
- Шприц Омнификс® Люэр лок, 5 мл
- Скальпель Катфикс®
- Дилататор
- Двухканальный катетер
 - Катетер выполнен из полиуретана
 - Мягкий наконечник катетера
 - Rg-контрастный, непрозрачный
 - Два канала: дистальный = 16 G; проксимальный = 18 G
 - С коннекторами Сэйфсайт
 - Разметка для контроля положения катетера
 - Цветовая кодировка коннекторов Люэр лок
 - Фиксирующие крылья в месте соединения каналов для предупреждения смещения катетера
 - Передвижные фиксирующие крылья для надежной фиксации у места пункции (только катетеры длиной 20 и 30 см)
- Соединительный ЭКГ-кабель

ЦЕРТОФИКС ПРОТЕКТ ДУО V 715 P

4166159P

ЦЕРТОФИКС ПРОТЕКТ ДУО V 720 P

4161211P

ЦЕРТОФИКС ПРОТЕКТ ДУО V 730

4161319P

Набор с четырехканальным катетером с антимикробным покрытием для постановки по методу Сельдингера с возможностью ЭКГ-контроля положения катетера



Certofix protect Quattro

Состав набора

- Игла с клапаном = V
- Изгибоустойчивый проводник с гибким J-наконечником
- Шприц Омнификс® Люэр лок, 5 мл
- Скальпель Катфикс®
- Дилататор
- Четырехканальный катетер
 - Катетер выполнен из полиуретана
 - Мягкий наконечник катетера
 - Rg-контрастный, непрозрачный
 - Четыре канала: дистальный = 14 G; средний 1 = 16 G; средний 2 = 18 G; проксимальный = 18 G
 - С коннекторами Сэйфсайт
 - Разметка для контроля положения катетера
 - Цветовая кодировка коннекторов Люэр лок
 - Фиксирующие крылья в месте соединения каналов для предупреждения смещения катетера
 - Передвижные фиксирующие крылья для надежной фиксации у места пункции (только катетеры длиной 20 и 30 см)
- Соединительный ЭКГ-кабель

ЦЕРТОФИКС ПРОТЕКТ КВАТРО V 815

4167767P

ЦЕРТОФИКС ПРОТЕКТ КВАТРО V 820

4167775P

ЦЕРТОФИКС ПРОТЕКТ КВАТРО V 830

4167783P

Набор с трехканальным катетером с антимикробным покрытием для постановки по методу Сельдингера с возможностью ЭКГ-контроля положения катетера



Certofix protect Trio

Состав набора

- Игла с клапаном = V
- Изгибоустойчивый проводник с гибким J-наконечником
- Шприц Омнификс® Люэр лок, 5 мл
- Скальпель Катфикс®
- Дилататор
- Катетер
 - Выполнен из полиуретана
 - Мягкий наконечник катетера
 - Rg-контрастный, непрозрачный
 - Три канала: дистальный = 16 G; средний = 18 G; проксимальный = 18 G
 - С коннекторами Сэйфсайт
 - Разметка для контроля положения катетера
 - Цветовая кодировка коннекторов Люэр лок
 - Фиксирующие крылья в месте соединения каналов для предупреждения смещения катетера
 - Передвижные фиксирующие крылья для надежной фиксации у места пункции (только катетеры длиной 20 и 30 см)
- Соединительный ЭКГ-кабель

ЦЕРТОФИКС ПРОТЕКТ ТРИО V 715

4162153P

ЦЕРТОФИКС ПРОТЕКТ ТРИО V 720

4163214P

ЦЕРТОФИКС ПРОТЕКТ ТРИО V 730

4163311P

Набор с трехканальным катетером для катетеризации полых вен по методу Сельдингера с возможностью ЭКГ-контроля положения катетера



Certofix® Trio HF

Состав набора

- Игла с клапаном = V
- Игла Сельдингера = S
- Цертофикс®
- Изгибоустойчивый проводник с гибким J-наконечником
- Шприц Омнификс® Люэр лок, 5 мл
- Скальпель Дилататор
- Трехканальный катетер
 - Изготовлен из ПУР
 - Внешний диаметр 7 F
 - Мягкий наконечник катетера
 - Rg-контрастный, непрозрачный
 - Три канала: дистальный = 16 G; средний = 12 G; проксимальный = 12 G
 - С коннекторами СэйфСайт
 - Разметка для контроля положения катетера
 - Цветовая кодировка коннекторов Люэр лок
 - Фиксирующие крылья в месте соединения каналов для предупреждения смещения катетера
 - Передвижные регулируемые крылья для надежной фиксации в места пункции (только катетеры длиной 20 и 30 см)

- Соединительный ЭКГ-кабель

Продукция

ЦЕРТОФИКС ТРИО S 1215 HF

4160578

ЦЕРТОФИКС ТРИО S 1220 HIGH FLOW

4160586

Набор с трехканальным катетером для постановки по методу Сельдингера с возможностью ЭКГ-контроля положения катетера



Certofix® Trio Paed

Состав набора:

- Игла Сельдингера = S
- Изгибоустойчивый проводник с гибким J-наконечником
- Шприц Омнификс® Люэр лок, 5 мл
- Скальпель
- Трехканальный катетер
 - Изготовлен из ПУР
 - Мягкий кончик
 - Rg-контрастный, непрозрачный
 - Три канала: дистальный = 20 G; средний = 22 G; проксимальный = 22 G
 - Разметка для контроля положения катетера
 - Цветовая кодировка соединений Люэр Лок с коннекторами СэйфСайт
 - Фиксирующие крылья в месте соединения каналов для предупреждения смещения катетера
 - Передвижные регулируемые крылья для фиксации катетера (только катетеры длиной 20 см)
- Соединительный ЭКГ-кабель

ЦЕРТОФИКС ТРИО ПЕД S508

4167228

ЦЕРТОФИКС ТРИО ПЕД S513

4167244

ЦЕРТОФИКС ТРИО ПЕД S520

4167260

Набор с трехканальным катетером для катетеризации поллой вены по методу Сельдингера с возможностью ЭКГ-контроля положения катетера



Состав набора

- Игла с клапаном = V
- Игла Сельдингера = S
- Цертофикс®
- Изгибоустойчивый проводник с гибким J-наконечником
- Шприц Омнификс® Люэр лок, 5 мл
- Скальпель
- Дилататор
- Трехканальный катетер

Certofix® Trio

Изготовлен из ПУР

- Внешний диаметр 7 F
- Мягкий наконечник катетера
- Rg-контрастный, непрозрачный
- Три канала: дистальный = 16 G; средний = 18 G; проксимальный = 18 G
- С коннекторами СэйфСайт
- Разметка для контроля положения катетера
- Цветовая кодировка коннекторов Люэр лок
- Фиксирующие крылья в месте соединения каналов для предупреждения смещения катетера
 - Передвижные регулируемые крылья для надежной фиксации у места пункции (только катетеры длиной 20 и 30 см)
- Соединительный ЭКГ-кабель

Продукция

ЦЕРТОФИКС ТРИО S 715

4161159

ЦЕРТОФИКС ТРИО S 720

4167408

Периферический катетер



Introcan® / Introcan® Certo

Интрокан — внутривенный катетер без инъекционного порта и фиксирующих крыльев

- Эргономичный дизайн позволяет проводить венопункцию одной рукой
- Особая форма кончика катетера и специальная заточка иглы уменьшают пункционную травму
- Прозрачный павильон позволяет подтвердить успешность венопункции
- Материал катетера: полиуретан или фторэтиленпропилен (ФЭП)
- Не содержит латекса, поливинилхлорида
- Соответствует ISO-Standard 10.555-1/5

Продукция

ИНТРОКАН G 24 ДЛИНА 19 ММ

4252071B

ИНТРОКАН G 22 ДЛИНА 25 ММ

4252098В

ИНТРОКАН G 20 ДЛИНА 32 ММ

4252110В

ИНТРОКАН G 18 ДЛИНА 32 ММ

4252322В

ИНТРОКАН G18 ДЛИНА 45 ММ

4252136В

ИНТРОКАН G 16 ДЛИНА 50 ММ

4252160В

ИНТРОКАН G14 ДЛИНА 50 ММ

4252217В

Внутривенный катетер закрытого типа со встроенной мембраной, препятствующий вытеканию крови.



Introcan S

Обеспечение безопасного и эффективного венозного доступа от начала до конца.

- Безопасность для медицинских работников: высокий уровень защиты от укола иглой
- Безопасность для пациентов: минимальный риск осложнений при катетеризации вены и повышение комфорта пациента
- Эффективность: на протяжении всей процедуры пользователь находится под контролем

Ключевые характеристики

- Защитная клипса: снижает риск случайного укола иглой
- Большие крылышки: облегчают фиксацию катетера и минимизируют его подвижность при проведении инфузии
- Клапан контроля потока: препятствует вытеканию крови и уменьшает время на уборку после постановки катетера
- Универсальный срез: обеспечивает широкий выбор угла введения при катетеризации трудных вен
- Технология двойного обратного тока крови: точная пункция с первого раза
- Материал катетера: Полиуретан (ПУР)
- Без латекса, без ПВХ, без ДЭГФ
- Стандарт ISO 10,555-1/5

Внутривенный катетер с инъекционным портом и системой защиты от укола иглой.



Vasofix®Safety

Вазофикс Сэйфти — безопасный внутривенный катетер с инъекционным портом и защитной клипсой с механизмом самоактивации от случайного укола иглой и заражения через кровь

- Специальная заточка иглы уменьшают пункционную травму
- Double Flashback технология подтверждает успешность катетеризации
- Материал катетера: полиуретан
- Не содержит латекса, поливинилхлорида, фталатов (DEHP)
- Соответствует ISO-Standard 10.555-1/5

Продукция

ВАЗОФИКС СЕЙФТИ G24 ПУР

4269071S-01

ВАЗОФИКС СЕЙФТИ G22 ПУР

4269098S-01

ВАЗОФИКС СЕЙФТИ G20 ПУР

4269110S-01

ВАЗОФИКС СЕЙФТИ G18 - 45ММ ПУР

4269136S-01

ВАЗОФИКС СЕЙФТИ G18 - 33ММ ПУР

4269330S-01

ВАЗОФИКС СЕЙФТИ G17 ПУР

4269152S-01

ВАЗОФИКС СЕЙФТИ G16 ПУР

4269179S-01

ВАЗОФИКС СЕЙФТИ G14 ПУР

4269225S-01

Внутривенный катетер с инъекционным портом



Vasofix®Braunüle®

Вазофикс Браунюля — внутривенный катетер с инъекционным портом, позволяющим проводить инъекции без игл и риска укола

- Специальная заточка иглы уменьшают пункционную травму
- Прозрачный павильон позволяет подтвердить успешность венопункции
- Материал катетера: полиуретан или фторэтиленпропилен (ФЭП)
- Не содержит латекса, поливинилхлорида
- Соответствует ISO-Standard 10.555-1/5

Продукция

ВАЗОФИКС ЦЕРТО G24

4269071

ВАЗОФИКС ЦЕРТО G14

4269225

ВАЗОФИКС G14

4268210B

ВАЗОФИКС ЦЕРТО G22

4269098

ВАЗОФИКС G22

4268091B

ВАЗОФИКС ЦЕРТО G20

4269110

ВАЗОФИКС G20

4268113B

ВАЗОФИКС ЦЕРТО G18 - 45 ММ

4269136

ВАЗОФИКС G18 - 45 ММ

4268130B

ВАЗОФИКС ЦЕРТО G18 - 33ММ

4269330

ВАЗОФИКС ЦЕРТО G17

4269152

ВАЗОФИКС G17

4268156B

ВАЗОФИКС ЦЕРТО G16

4269179

ВАЗОФИКС G16

4268172B

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.bb Braun.nt-rt.ru | | bng@nt-rt.ru