

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.bbbraun.nt-rt.ru | | bng@nt-rt.ru

Технические характеристики на наборы для надлобкового дренажа мочевого пузыря, устройства и принадлежности для пункции, дренажа плевральной полости и аспирации компании **B. BRAUN**

Виды товаров: наборы для пункции плевральной полости, наборы для дренирования плевральной полости, пальчиковые клапаны для прерывистой аспирации и др.

Набор для пункции плевральной полости



Pleurofix® No 1

Набор для пункции плевральной полости с трехходовым краном Дискофикс

Набор предназначен для пункции плевральной полости с целью удаления различных жидкостей и воздуха или для введения медикаментов

Показания

- Пневмоторокс
- Плевральный выпот (злокачественный или воспалительный)
- Гнойный плеврит

Помимо пункции плевральной полости этот набор также используется для пункции и дренажа других полостей (например, брюшной полости или полости перикарда)

Ключевые характеристики

В состав набора входят:

- тонкостенная пункционная игла с укороченным срезом 1,8 × 80 мм;
- трехкомпонентный шприц Омнификс® 60 мл, соединение Люэр лок;
- Дискофикс® — трехходовой кран, желтый с удлинительной линией;
- пакет для сбора жидкости 2,0 л с соединительной трубкой 90 см.

Продукция

ПЛЕВРОФИКС № 1

4461002

Набор для пункции плевральной полости



Pleurofix No.2

Набор для пункции плевральной полости с двойным возвратным клапаном.

Набор предназначен для пункции плевральной полости с целью удаления различных жидкостей и воздуха или для введения медикаментов

Показания

- Пневмоторокс
- Плевральный выпот (злокачественный или воспалительный)
- Гнойный плеврит

Помимо пункции плевральной полости этот набор также используется для пункции и дренажа других полостей (например, брюшной полости или полости перикарда).

Ключевые характеристики

В состав набора входят:

- тонкостенная пункционная игла с укороченным срезом 1,8 × 80 мм;
- соединительная трубка с резьбовым соединением;
- трехкомпонентный шприц Омнификс® 60 мл, соединение Люэр лок;
- двойной антирефлюксный клапан;
- пакет для сбора жидкости 2,0 л с соединительной трубкой 90 см.

Продукция

ПЛЕВРОФИКС № 2

4461037

Наборы для дренирования плевральной полости



Pleuracan®

Наборы для закрытого плеврального и грудного дренажа по Матису.

Состав набора Плеврокан А (полный набор)

- Тонкостенная пункционная игла с укороченным срезом 3,35 × 78 мм
- Катетер из полиуретана Цертон, ø 2,7 мм, длина 450 мм: рентгеноконтрастный, защитная заглушка, защитный чехол для катетера
- Двойной возвратный клапан с коннектором
- Пакет для сбора жидкости 2,0 л
- Шприц Омнификс 60 мл, Люэр лок
- Трехходовой кран Дискофикс, белый, с удлинительной линией 10 см

Состав набора Плеврокан Б (базовый набор)

- Тонкостенная пункционная игла с укороченным срезом 3,35 × 78 мм
- Катетер из полиуретана Цертон, ø 2,7 мм, длина 450 мм: рентгеноконтрастный, защитная заглушка, защитный чехол для катетера
- Двойной возвратный клапан
- Трехходовой кран Дискофикс, белый

Ключевые характеристики

Продукция

ПЛЕВРОКАН А БОЛЬШОЙ НАБОР

4462556

ПЛЕВРОКАН Б БАЗОВЫЙ НАБОР

4462505

Пальчиковый клапан для прерывистой аспирации (вакуум-контроля)



FingerTip

- Клапан соединяется с аспирационным катетером посредством ступенчатого конусного коннектора и позволяет выполнять прерывистую аспирацию бронхиального секрета
- Подходит к катетерам любого диаметра

Продукция

КЛАПАН ПАЛЬЧИКОВЫЙ ДЛЯ АСПИРАЦИИ

4300203

Цистофикс — сменный набор

Сменный набор для надлобкового дренирования мочевого пузыря



Cystofix® Ballon Catheters CH10-CH16



Cystofix® Ballon Catheters CH10-CH20

В состав стерильного сменного набора входят: 1 катетер Цертон

- Длина 65 см
- Выполнен из полиуретана, скользящий зажим Цветовая маркировка по длине
- Боковые дренажные отверстия Закругленный открытый кончик (ø 3 см)
- 7 отверстий
-
-

1 проводник

- 1.1 x 1000 мм
- Изготовлен из нержавеющей хромоникелевой стали Сверхгибкий кончик, жесткая основа
- Маркировка по длине

1 фиксирующая пластина (только для Ch 10)

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.bbBraun.nt-rt.ru | bng@nt-rt.ru